

TONGUE SANITIZATION



60-80%
bakterii

jest na języku

Profesjonalne czyszczenie języka

DYSTRYBUTOR NA POLSKĘ

NEVA DENT

Zobacz
jak to działa



TS1 Szczoteczka do języka

Dlaczego oczyszczanie języka w gabinecie stomatologicznym?

- około 60% wszystkich bakterii w jamie ustnej znajduje się na języku
- nalot bakteryjny na języku jest główną przyczyną halitozy
- każdy profesjonalny zabieg profilaktyki jamy ustnej powinien obejmować czyszczenie języka

Wewnątrzustne Przyczyny Halitozy	
Powłoka języka	43,4%
Zapalenie dziąseł	3,8%
Pariodontoza	7,4%
Powłoka języka + Zapalenie dziąseł/Pariodontoza	18,2%
Kserostomia	2,5%
Suchość w ustach (Próchnica...)	0,4%
Kandydoza	0,2%
Suma:	75,9%

Quirynen M. Charakterystyka 2000 pacjentów odwiedzających klinikę leczenia halitozy. J Clin Periodontol 2009;36:970-975

Dlaczego warto używać oczyszczacza TS1?

- znacznie lepsze czyszczenie języka w porównaniu do konwencjonalnych skrobaczek do języka
- głębokie oczyszczenie języka poprzez odessanie bakteryjnego nalotu za pomocą ssaka
- usuwanie bakteryjnego nalotu języka z jamy ustnej
- niski odruch wymiotny u pacjentów
- brak podrażnienia lub urazu brodawek języka



Fot. 1
Czyszczak do języka TS1 - strona z wypustkami do wmasowywania żelu oczyszczającego, strona karbowana do czyszczenia.

Kiedy warto stosować?

TS1 jest idealnym uzupełnieniem każdej profesjonalnej procedury profilaktyki jamy ustnej, pełnej dezynfekcji jamy ustnej (FMD) oraz specyficznego leczenia halitozy.

TS1 Łatwo - Szybko - Sterylnie



Czyszczak TS1

Czyszczak do języka TS1 dzięki łatwości użytkowania jest idealny dla wszystkich profesjonalistów dentystycznych: po prostu pasuje do ślinociągu i jest natychmiast gotowy do działania.



Efekty

Efekt dezynfekcji języka za pomocą TS1 jest widoczny natychmiastowo. Podobnie jak w przypadku świeżo odkurzonego dywanu z głębokim włosiem, można zobaczyć odkażony obszar języka po wyczyszczeniu go prążkowaną stroną TS1.



Delikatny dla pacjenta

Konstrukcja TS1 z elementami z miękkiego plastiku umożliwia delikatne oczyszczenie języka bez podrażnienia lub powodowania urazów brodawek.




Efekty już w minutę

Przeprowadź profesjonalną, standardową higienizację jamy ustnej. Aby uzyskać naprawdę kompleksową procedurę, użyj czyszczaka do języka TS1, aby usunąć nalot z języka, eliminując w ten sposób największe siedlisko bakterii w jamie ustnej. Wymagany dodatkowy czas: **TYLKO 1 minuta.**

Wysoka Efektywność i zadowolenie pacjenta

Pacjenci zgłaszają uczucie pełnej czystości i świeżości po czyszczeniu języka za pomocą TS1. Ze względu na niewielkie rozmiary TS1 zabieg opisywany jest jako dużo przyjemniejszy niż konwencjonalne metody z użyciem obrotowej szczotki i skrobaczki do języka.

Badanie wydajności i zastosowań na Uniwersytecie w Bazylei



Prof. Dr. A. Filippi i Dr. A. Zürcher, University of Basel:

"Czyszczak do języka TS1 jest uzupełnieniem profilaktyki stomatologicznej do kontroli biofilmu w jamie ustnej.

Nasze pierwsze wyniki badań pokazują, że aplikacja jest przyjemna dla użytkownika i wysoce akceptowalna dla pacjentów."

TS1 Żel do Języka

Lepszy poślizg i maksymalną świeżość podczas czyszczenia zapewnia Żel TS1 wspomagający nawilżenie języka. Bakteryjna powłoka zostanie usunięta z języka wraz z nałożonym żelem. Dla długotrwałego uczucia świeżości i czystości.



TS1 W domu

W gabinetach lekarskich czyszczak do języka TS1 może być używany wyłącznie jako produkt jednorazowego użytku. Ale to nie koniec! Po zabiegu pacjent otrzymuje użyty czyszczak wraz z wygodną rączką do samodzielnego, codziennego użytku. To idealna okazja, aby zachęcić pacjenta do czyszczenia języka w domu - a jednocześnie szansa na używanie TS1 w zrównoważony sposób.



Niemiecka Jakość w zgodzie z ISO 9001

Czyszczak do języka TS1 to produkt wysokiej jakości, wyprodukowany w Niemczech zgodnie z normą ISO 9001.



1. Połącz czyszczak z rączką



2. Nałóż żel na stronę z wypustkami.



3. Wmasuj żel w język stroną z wypustkami czyszczaka TS1



4. Wyczyść język za pomocą prążkowanej strony czyszczaka. GOTOWE!